

Fumarato de Formoterol Dihidratado + Budesonida




Indicação


O Formoterol é usado para o tratamento de problemas respiratórios na asma e outras doenças das vias respiratórias, como bronquite obstrutiva crônica e enfisema, que pode também ser chamado de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC).

A Budesonida é usada para o tratamento da asma e outras doenças das vias respiratórias, como a bronquite obstrutiva crônica (que faz parte do que é chamado de DPOC).

Como utilizar



1 Retire a tampa do inalador;




2 Abra o compartimento da cápsula, segurando firmemente a base do inalador e girando o bocal na direção indicada pela seta.




3 Retire uma cápsula de Formoterol (Tratamento 1) do blister e coloque-a no fundo do compartimento da cápsula.

Obs.: Assegure que seus dedos estejam completamente secos. Não coloque a cápsula no bocal.




4 Feche o compartimento da cápsula, voltando o bocal até que você escute um “click”.



5 Para liberar o pó da cápsula, segure o inalador Aerolizer® na posição vertical com o bocal para cima e pressione firme e simultaneamente os botões azuis para romper a cápsula. Em seguida, solte os botões.

Faça isso apenas uma vez.

Obs.: Neste passo, a cápsula pode partir-se em pequenos fragmentos de gelatina que podem atingir sua boca ou a garganta. No entanto, a gelatina é comestível e, portanto, não é prejudicial. Não perfure a cápsula mais de uma vez. Se os botões travarem, puxe-os de volta à sua posição inicial com ajuda das “asas” laterais.



6 Expire (solte todo o ar do seu pulmão) o máximo possível.



7 Para inalar seu medicamento profundamente para suas vias aéreas:

- Coloque o bocal do inalador na boca e incline levemente sua cabeça para trás;
- Feche firmemente os lábios

ao redor dele;
- Inspire, pela boca, de maneira rápida, constantemente, e o mais profundamente possível.

Obs.: Ao finalizar o passo 7, você deve ouvir um som de vibração, como se a cápsula girasse no espaço superior ao compartimento da cápsula. Se não ouvir esse ruído, abra o compartimento da cápsula e verifique-a. Caso a cápsula esteja presa, bata levemente no fundo do inalador e, em seguida, repita o último passo. Atenção: Não tente soltar a cápsula apertando repetidamente os botões.

8 Após inspirar através do inalador Aerolizer®, segure a respiração pelo tempo que você conseguir de forma confortável e, enquanto isso, retire o inalador da boca. Em seguida, expire pelo nariz (é normal sentir um sabor doce da lactose em sua boca e/ou um pouco da medicação no fundo da sua garganta). Após, abra o compartimento da cápsula e verifique se ainda há resíduo de pó na cápsula. Se ainda restar medicação, repita os passos de 6 a 8.

Obs.: Caso seu médico tenha recomendado o uso de 2 cápsulas (24 microgramas) de Formoterol (Tratamento 1), repita os passos de 3 a 8.



9 Após o uso do Foraseq™, enxágue bem sua boca com água, sem engolir. Após o uso de todo o pó, abra o compartimento da cápsula (vide passo 2). Remova a cápsula vazia e utilize um pano seco ou uma escova macia para remover qualquer pó que, por ventura, restou.

Farmácia APS

Elaborado por: Douglas E. Izidoro
Farmacêutico Responsável Técnico

Onde há vida,



ANS n° 368253

ANS n° 359017

Responsáveis Técnicos: Hapvida - Dr. Francisco Floriano Delgado Perdigão - CRM: 4.953CE |
NotreDame Intermédica - Dr. Rodolfo Pires de Albuquerque - CRM: 40.137SP